

HYPERTONIC SEA WATER nasal spray



INSTRUCTION FOR USE

Please read the instructions for use carefully, as they contain important information for the patient about the application of the medical device **HYPERTONIC SEA WATER**. Please keep the instructions for further reference, if needed. Product contains sea water collected from the depths of the Atlantic Ocean, rich in natural minerals and is intended for nasal congestion caused by cold, hay fever or allergies.

COMPOSITION:

Natural sea water, demineralized water. Salt concentration 2,2%.

INDICATIONS:

It is recommended for use in adults, children and infants from 1 month of age:

- to clear the nose in case of rhinitis, allergies, chronic sinusitis, cold,
- to relieve congestion of the nasal mucosa (during a cold, inflammation of the mucosa of the nose and throat, allergic rhinitis, inflammation of the paranasal sinuses),
- to improve the condition of the mucosa (in case of chronic rhinitis, sinusitis),
- to thin out the secretions and clean the nasal mucosa, which facilitates the effects of nasally administered drugs and reduces the risk of bacterial superinfection,
- to cleanse the nose, which helps to protect the mucosa from external factors and helps to provide nasal breathing functions.

DOSAGE:

Children from 1 month of age and adults: 1 to 2 doses of spray in each nostril at intervals of 4-5 hours. For infants from 1 to 3 months of age, indirect application with a cotton pad is recommended. If you experience symptoms of discomfort in the nasal cavity, apply 1 dose to the nasal cavity 3 times a day. Use in children under 3 years of age should be preceded by consultation with a pediatrician. In case of doubts, consult your doctor or pharmacist again. This product does not affect your ability to drive and use machines.

USE OF A HIGHER THAN RECOMMENDED DOSE OF THE MEDICAL DEVICE: A higher dose of the medical device does not pose a threat to children over 1 year of age. Observe the recommended usage. The product is intended for continuous use for no more than 30 days.

DIRECTIONS FOR USE:

Wash your hands before application. Remove the protective cap and press the applicator several times until an even spray is produced (Fig. 1). Gently insert the applicator into the nose and press the applicator base (Fig. 2). After each use, clean the tip with water and soap, then rinse and dry. Replace the protective cap.



PRECAUTIONS AND STORAGE CONDITIONS:

To avoid the spread of infection, it is recommended that one product should be used by one person. Avoid direct sunlight. Do not use the product if you are hypersensitive to any of its components. Do not use after the expiry date. The lot number and expiry date: on the bottle and outer box. Store in the original packaging at temperatures between 5°C and 25°C. **STOP USING THE PRODUCT** if you experience itching or burning sensation after using the product, which may indicate that you are allergic to components of the product. Do not use with other nasal preparations without consulting a doctor. Do not use if the package is damaged or it has been tampered with before first opening. The product is intended for pediatric use. When used in children, it requires the action of a parent / guardian delicate enough not to damage the nasal mucosa. The product is intended for nasal cavity use only.

KEEP OUT OF THE REACH AND SIGHT OF CHILDREN. DO NOT USE IN PREMATURE INFANTS.

Any serious incident that has occurred in relation to the device should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

 Starpharma



Starpharma Sp. z o.o.
9 Jedności St.,
05-506 Lesznowola, Poland

Rev.3, 27.02.2025

30 ml e



HIPERTONICZNA WODA MORSKA

spray do nosa



INSTRUKCJA UŻYWANIA

Należy uważnie przeczytać instrukcję używania, gdyż zawiera ona istotne informacje dla pacjenta o zastosowaniu wyrobu medycznego **HIPERTONICZNA WODA MORSKA** i zachować ją, by w razie konieczności móc powtórnie przeczytać. Preparat zawiera wodę morską z głębin Oceanu Atlantyckiego, bogatą w naturalne minerały i zalecany jest w przypadku niedrożności nosa spowodowanej infekcjami, katarciem siennym lub alergią.

SKŁAD:

Naturalna woda morska, woda demineralizowana. Stężenie soli 2,2%.

WSKAZANIA:

Produkt przeznaczony jest dla osób dorosłych i dzieci od 1. miesiąca życia w celu:

- udrażniania nosa w czasie kataru, alergii, chronicznego zapalenia zatok, przeziębienia,
- łagodzenia przekrwienia błony śluzowej nosa (w przebiegu przeziębienia, zapalenia błony śluzowej nosa i gardła, alergicznego nieżytu nosa, zapalenia zatok przynosowych),
- poprawy stanu błony śluzowej (w przewlekłym zapaleniu błony śluzowej nosa, zatok),
- rozrzedzenia wydzieliny i oczyszczenia błony śluzowej nosa, aby ułatwić działanie leków podawanych donosowo i zmniejszyć ryzyko nadkażenia bakteryjnego,
- oczyszczenia nosa, co pozwala chronić błonę śluzową przed czynnikami zewnętrznymi i pomóc w zapewnieniu funkcji oddechowych nosa.

DAWKOWANIE:

Dzieci od 1. miesiąca życia oraz dorośli: 1-2 dawki do każdego otworu nosowego co 4-5 godzin. U niemowląt od 1. do 3. miesiąca życia zaleca się pośrednią aplikację z wykorzystaniem wacika. W przypadku wystąpienia objawów dyskomfortu w obrębie jamy nosowej stosować 3 razy dziennie po 1 dozie do jamy nosowej. Stosowanie u dzieci do 3. roku życia powinno być poprzedzone konsultacją z pediatrą. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

ZASTOSOWANIE WIĘKSZEJ NIŻ ZALECANA DAWKI WYROBU MEDYCZNEGO:

Większa dawka preparatu nie stanowi zagrożenia dla dzieci powyżej 1. roku życia. Należy przestrzegać zalecanego sposobu użycia. Wyrób jest przeznaczony do ciągłego używania przez czas nie dłuższy niż 30 dni.

SPOSÓB UŻYCIA:

Przed aplikacją umyć ręce. Zdjąć osłonę z aplikatora, przygotować butelkę pompując kilkakrotnie do wytworzenia jednolitej dawki (rys. 1). Delikatnie włożyć końcówkę aplikatora do nosa i nacisnąć podstawę aplikatora (rys. 2). Po każdym użyciu oczyścić końcówkę wodą z mydłem, a następnie opłukać i osuszyć. Nałożyć osłonę na aplikator.



ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I PRZECHOWYWANIE:

W celu uniknięcia przeniesienia infekcji, zalecane jest używanie jednego wyrobu przez jedną osobę. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Nie stosować w przypadku stwierdzenia nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu. Nie stosować po upływie terminu ważności. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze 5-25°C. Numer serii i termin ważności znajduje się na butelce i kartoniku. **NALEŻY ZAPRZESTĄĆ STOSOWANIA WYROBU**, jeśli po zastosowaniu produktu wystąpią objawy swędzenia lub pieczenia, co może świadczyć o uczuleniu na składniki wyrobu medycznego. Nie stosować z innymi preparatami donosowymi bez konsultacji z lekarzem. Nie używać, jeśli przed pierwszym otwarciem opakowanie jest uszkodzone lub naruszone. Produkt jest przeznaczony do stosowania pediatrycznego. W przypadku stosowania u dzieci wymaga działania rodzica/opiekuna na tyle delikatnego, aby nie uszkodzić błony śluzowej nosa. Preparat przeznaczony wyłącznie do stosowania do jamy nosowej.

PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI. NIE STOSOWAĆ U WCZEŚNIAKÓW.

W przypadku wystąpienia poważnego incydentu medycznego należy poinformować o tym fakcie Producenta oraz Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

 Starpharma



Starpharma Sp. z o.o.
ul. Jedności 9,
05-506 Lesznowola, Polska

Rev.3, 27.02.2025

30 ml 

